

MEDI-KORD

Pletená bavlněná nit pro retrakci pohyblivých dásňových kapes.

SLOŽENÍ:

1 cm obsahuje:

MEDI-KORD 7

DL-Adrenalinu hydrochloridum 40-120 µg
Zinci Phenolsulfonas Octahydricus 80-200 µg

MEDI-KORD 8

DL-Adrenalinu hydrochloridum 40-140 µg
Zinci Phenolsulfonas Octahydricus 100-220 µg

MEDI-KORD 9

DL-Adrenalinu hydrochloridum 60-180 µg
Zinci Phenolsulfonas Octahydricus 200-360 µg

MEDI-KORD 10

DL-Adrenalinu hydrochloridum 60-220 µg
Zinci Phenolsulfonas Octahydricus 480-680 µg

VLASTNOSTI / ÚČINKY

MEDI-KORD vytváří retrakci pohyblivé dásňové kapsy. Přidáním adstringentu (zinkfenolsulfát) do bavlněné nitě mohl být snížen obsah adrenalinu o 75%, aniž by byla snížena účinnost adrenalinu. MEDI-KORD je pletená bavlněná nit saturovaná roztokem DL-adrenalinu HCl a zinkfenolsulfátem. Normální dásňová tekutina aktivuje medikaci, která ihned stahuje pohyblivé zubní kapsy způsobem, který nemá za následek poškození tkáně, ale plně působí na celou tkáňovou oblast.

MEDI-KORD je určen pouze pro použití v zubním lékařství!

FARMAKOKINETIKA

Pro MEDI-KORD není k dispozici žádná farmakokinetická studie.

INDIKACE/ MOŽNOSTI POUŽITÍ

MEDI-KORD používejte tehdy, kdy se doporučuje retrakce dásňových kapes jako opatření předcházející elastickému impresivnímu materiálu nebo před nasazením kapslí, korunek, mostů, plnění apod.

DÁVKOVÁNÍ / POUŽITÍ

Pro nejlepší účinek se doporučuje používat suchou techniku (která nesmáčí retrakční nit kapalinou). Použijte tolik nití vhodné velikosti, abyste obtočili s malým přesahem celý krček každého zubu, který má být stažen. Kolem každého zubu by měla být dvě obtočení, pokud to dovoluje mezizubní prostor. Pro lepší účinek MEDI-KORDu obtočte kolem zubu jemnou nit a vložte ji do zubní dásňové kapsy. Konce nechte trochu přesahovat a křížení zpevněte ve stejném směru silnější nití. Ponechte nitě působit 3 až 5 minut. Pokud se má použít impresivní materiál, odstraňte jen silnější nit a slabší nit ponechejte pod hranici tkáně, dokud není impresivní proces dokončen. Pak můžete odstranit i jemnou nit.

OMEZENÍ POUŽITÍ

KONTRAINDIKACE

Kardiovaskulární potíže, diabeto, hypertonie nebo hyperthyroiditida. Přecitlivělost na jednu z obsahových látek.

VAROVÁNÍ

Používejte obvyklá opatření pro používání adrenalinu, např. mějte připravenou kyslíkovou masku nebo možnost dostatečné ventilace prostoru.

TĚHOTENSTVÍ/ KOJENÍ

Kategorie těhotenství tř. C; k dispozici nejsou kontrolované studie na zvířatech ani těhotných ženách. Za těchto okolností použijte MEDI-KORD jen tehdy, pokud je potenciální prospěch větší než potenciální riziko pro foetus. K dispozici není žádná informace o možném transferu látky do mateřského mléka.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Někdy, při kontaktu se sliznicí ústní tkáně, se mohou objevit řídké případy projevů hypersenzitivní reakce.

INTERAKCE

Při současném užívání tricyklických antidepresiv se zesiluje sympatomimetický efekt adrenalinu.

PŘEDÁVKOVÁNÍ

Při předepsaném způsobu použití MEDI-KORD není možné žádné předávkování.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

ŽIVOTNOST

Životnost MEDI-KORD je minimálně 3 roky, pokud je skladován při běžné pokojové teplotě. Datum spotřeby je uveden na každém balení.

BALENÍ

MEDI-KORD balení obsahuje 183 cm nepřerušené nitě.

MEDI-KORD je dostupný ve velikostech 7, 8, 9, 10.

Výrobce:

La Maison Dentaire SA
FL-9496 Balzers

Export a marketing: MEDIREL SA

CH-6982 Agno

E mail: info@medirel.ch

Dovoz a distribuce v České republice:

GLAX s.r.o.
Malodoubská 502
460 08 LIBEREC
www.glax.eu
info@glax.eu

CE0459