

# Rocanal Imediat

Je určen pro okamžité chemické odstranění infikovaného obsahu kanálku po mechanickém čištění.

**Složení: POVIDON – JODOVÝ KOMPLEX(PVP-I), POLYETYLÉNGLYKOL, VODA**

**Všeobecný princip:** není nutná medikace při více sezeních, ale kanálek se vyčistí ihned až ke špičce během jediného sezení.

Vlastnosti:

1. Okamžité působení na všechny materiály obsažené v gangréne
2. Působení i za přítomnosti organických látek (krev, hnis) v kyselém i alkalickém pH.
3. Viditelný při použití (nejedná se o tekutinu, ale pastu)
4. Účinek deodorující
5. Žádné známky toxicity (méně než jodová tinktura např.)
6. Snadné použití a odstranění
7. Výrobek není ani nepříjemný ani nebezpečný.
8. Má lubrikační účinek na kanáلكové nástroje.
9. Nezabarvuje zuby.

10. Nenapadá periapikální tkáně a klinicky je dobře snášený, pokud se dostane na periapikální tkáně.

## OPERATIVNÍ POSTUP

1. Otevřete kanálek a vyčistěte pulpální komoru dokud nedosáhnete dobré viditelnosti kanáلكového průchodu.

2. zaveďte do kanáلكu nástroj pro čištění vhodného průměru, sterilní a natřený pastou ROCANAL IMEDIAT. Čistěte první část.

3. tento postup opakujte tak dlouho, až při tomto sezení dosáhnete po etapách apexu.

4. Pečlivě čistěte kanálek nástrojem potřeným ROCANALEM IMEDIAT.

5. po předpokládaném dosažení apexu udělejte rentgenový snímek (a porovnejte s prvním snímkem). Při snímkování ponechte nástroj zavedený v kanáلكu (kanáلكích).

6. **DŮLEŽITÉ!** PROVRTĚTE o 1 mm špičku jemným rozšiřovačem kanáلكu (č. 15 nebo 20). **PARADOXNÍ JEV:** díky lehkému provrtání špičky se vyhneme reakci s periapikální oblastí!

7. ihned poté nastříkejte malé množství antibioticko-kortikosteroidní pasty skrz

kanálek do periapikální oblasti

8. ponechte kanálek prázdný (obsahem zbytků ROCANAL IMEDIAT) a zub provizorně uzavřete. Nechte takto asi jeden týden.

9. zhruba po jednom týdnu kanálek otevřete, vypláchněte a vysušte. Pak kanálek definitivně uzavřete ROCANALEM PERMANENT GANGRENE.

10. pokud chcete mít krém tekutější, přidejte kapku vody. ROCANAL IMEDIAT lze rovněž používat jako lubrikační prostředek při přípravě kanáلكu živého zubu.

**Použití:** Uchovávejte v chladnu. Používejte sterilní materiál. Zvláštní upozornění a varování pro použití nejsou. Nežádoucí vedlejší účinky: žádné

**Výrobce:** La Maison Dentaire FL-9496 Balzers

---

Export a marketing:  
MEDIREL SA  
CH-6982 Agno, Switzerland  
E mail: [info@medirel.ch](mailto:info@medirel.ch)

## Dovoz a distribuce v ČR:

GLAX s.r.o.  
Malodoubská 502  
460 08 LIBEREC  
[www.glax.eu](http://www.glax.eu); [info@glax.eu](mailto:info@glax.eu)

# CE 0459